

CAPP Origami

RE AGENT RE SER VOIR S



Plier, verser et pipeter...

Le **CAPPOrigami™** représente une façon innovante de penser les réservoirs de réactifs.

La forme en V parfaite optimise la récupération de tous les réactifs.

La forme du réservoir, ainsi que la rigidité du matériau utilisé, font en sorte que le réservoir forme un V aigu à la base. Cela facilite le pipetage et vous permet également d'économiser des réactifs, car vous n'avez qu'à verser la quantité nécessaire dans le réservoir.




La conception à bascule permet d'économiser de l'espace lors du rangement

Les réservoirs **CAPPOrigami™** sont emballés sous forme de feuilles plates, ce qui signifie qu'ils prennent beaucoup moins de place dans le stockage.

Facile à utiliser

Pour utiliser un réservoir **CAPPOrigami™**, il suffit de le relever en poussant les côtés l'un contre l'autre. C'est très facile grâce à sur les lignes pré-pliées. Dès que le réservoir **CAPPOrigami™** a atteint la forme appropriée, vous pouvez y verser du liquide et commencer à pipeter immédiatement. Les plis et le matériau en polypropylène garantissent que les réservoirs restent debout une fois qu'ils sont pliés dans la bonne forme.

Nous poussons le pipetage à la perfection.



Informations sur les commandes

Cat. Non.	Description
CA40505	CAPPOrigami 30mL (pipettes à 8 et 16 canaux), sachet avec 50 pcs.
CA40506	CAPPOrigami 30mL (pipettes à 8 et 16 canaux), pré-stérile, 10 sachets de 5 pièces chacun
CA40510	CAPPOrigami 40mL (pipettes à 12 canaux), sachet de 50 pièces.
CA40511	CAPPOrigami 40mL (pipettes à 12 canaux), Pré-stérile, 10 sachets de 5 pièces chacun

Pipettes multicanaux *CAPPAero 96*

Cat. Non.	Description	Imprécision %	Imprécision %	Couleur
C10-8	CAPPAero 96 pipettes multi, 8 canaux, 0.5-10µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-8	CAPPAero 96 pipettes multiples, 8 canaux, 2-20µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-8	CAPPAero 96 pipettes multiples, 8 canaux, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-8	CAPPAero 96 pipettes multiples, 8 canaux, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-8	CAPPAero 96 pipettes multiples, 8 canaux, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-8	CAPPAero 96 pipettes multiples, 8 canaux, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●
C10-12	CAPPAero 96 pipettes multi, 12 canaux, 0.5-10µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-12	CAPPAero 96 pipettes multiples, 12 canaux, 2-20µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-12	CAPPAero 96 pipettes multiples, 12 canaux, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-12	CAPPAero 96 pipettes multiples, 12 canaux, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-12	CAPPAero 96 pipettes multiples, 12 canaux, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-12	CAPPAero 96 pipettes multiples, 12 canaux, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●



Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Allemagne
Tél. +49 (0) 3631 65242-0
Fax : +49 (0) 3631 65242-90 +49 (0) 3631 65242-90
info@ahn-bio.com
www.ahn-bio.com

V. 2024-12

Distribué par :

