

CAPP Origami

REAGENT RESERVOIRS



Falten, gießen und pipettieren...

Das **CAPP Origami™** stellt eine innovative Denkweise dar, wenn es um Reagenzienreservoirs geht.

Perfekte V-Form maximiert die vollständige Entnahme aller Reagenzien

Die Form des Reservoirs und die Steifigkeit des verwendeten Materials sorgen dafür, dass das Reservoir am Boden eine scharfe V-Form bildet. Dies erleichtert das Pipettieren und ermöglicht es Ihnen auch, Reagenzien zu sparen, da Sie nur die benötigte Menge in das Reservoir gießen müssen.




Platzsparende Aufbewahrung durch Flick-up-Design

Die **CAPP Origami™**-Behälter sind als flache Blätter verpackt, was bedeutet, dass sie bei der Lagerung erheblich weniger Platz benötigen.

Einfach zu bedienen

Um ein **CAPP Origami™**-Reservoir zu verwenden, klappen Sie es einfach hoch, indem Sie die Seiten zusammenschieben. Dies ist sehr einfach durch zu den vorgefalteten Leitungen. Sobald der **CAPP Origami™**-Behälter die richtige Form erreicht hat, können Sie Flüssigkeit einfüllen und mit dem Pipettieren beginnen. Die Falten und das Polypropylenmaterial sorgen dafür, dass die Behälter aufrecht stehen bleiben, sobald sie in die richtige Behälterform gefaltet sind.

Wir bringen das Pipettieren zur Perfektion.



Bestellinformationen

Kat. Nr. Beschreibung

CA40505	CAPPOrigami 30mL (8- und 16-Kanal-Pipetten), Beutel mit 50 Stück.
CA40506	CAPPOrigami 30mL (8- und 16-Kanal-Pipetten), vorsteril, 10 Beutel mit je 5 Stück CA40510
	CAPPOrigami 40mL (12-Kanal-Pipetten), Beutel mit 50 Stück.
CA40511	CAPPOrigami 40mL (12-Kanal-Pipetten), vorsteril, 10 Beutel mit je 5 Stk.

CAPPAero 96 Mehrkanalpipetten

Kat. Nr.	Beschreibung	Ungenauigkeit %	Ungenauigkeit %	Farbe
C10-8	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 8-Kanal, 0,5-10µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-8	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 8-Kanal, 2-20µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-8	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 8-Kanal, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-8	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 8-Kanal, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-8	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 8-Kanal, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-8	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 8-Kanal, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●
C10-12	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 12-Kanal, 0,5-10µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-12	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 12-Kanal, 2-20µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-12	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 12-Kanal, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-12	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 12-Kanal, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-12	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 12-Kanal, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-12	CAPPAero 96 Mehrfachpipetten, 12-Kanal, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●

CAPP

Uthleber Weg 14
 99734 Nordhausen
 Deutschland
 Tel.. +49 (0) 3631 65242-0
 Fax. +49 (0) 3631 65242-90
 info@ahn-bio.com
www.ahn-bio.com

V. 2024-12

Verteilt von:

